





IL nuovo guanciale Giallo vivo, in aggiunta alle proprietà della schiuma visco-elastica, vanta al suo interno uno speciale inserto capace di combattere le zanzare e tutti quei fastidiosi insetti che disturbano il riposo notturno. L'esclusivo inserto è contenuto nella parte superiore del memory ed è assemblato alla struttura del guanciale direttamente in fase di schiumatura. L'essenza contenuta nel guanciale è capace di prevenire ed eliminare acari, muffe e batteri. Air Relax è adatto particolarmente a corporature medio-leggere e a tutte le posizioni del riposo; la versione anatomica del guanciale Giallo Vivo è consigliata per corporature medio-pesanti e per la posizione supina o di fianco.

The new Giallo Vivo pillow, in addition to the properties of visco-elastic foam, has a special inside insert able to keep away mosquitoes and all those annoying insects that disturb a night's rest. The exclusive insert is contained in the upper part of the memory foam and is fitted to the structure of the pillow directly during the foaming phase. The essence contained in the pillow is able to prevent and eliminate mites, mould and bacteria. Air Relax anti-mosquito pillow is particularly suitable for medium-lightweight builds and all sleeping positions; the anatomical version of the Giallo Vivo pillow is recommended for medium-heavy bodies and for the supine or side position.

En plus des propriétés de la mousse viscoélastique, le nouvel oreiller Giallo vivo présente intérieurement un insert spécial capable de combattre les moustiques et tous les insectes ennuyeux qui troublent le repos nocturne. L'insert exclusif est contenu dans la partie supérieure de la mousse à mémoire de forme et directement assemblé à la structure de l'oreiller lors de l'injection de mousse. L'essence contenue dans l'oreiller est capable de prévenir et d'éliminer les acariens, moisissures et bactéries. Air Relax est particulièrement adapté aux morphologies moyennes-légères et à toutes les positions de repos; la version anatomique de l'oreiller Giallo Vivo est conseillée aux morphologies moyennes-lourdes et pour la position dorsale ou latérale.



DISPOSITIVO MEDICO + DETRAIBILE
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MEDICAL

AIR YELLOW RELAX

Art. 6022

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • MISURA:
cm 42 x 72 x 14 • IMBOTTITURA:
memory viscoelastico • FEDERA:
13% cotone + 13% tencell + 74% Poliestere | <ul style="list-style-type: none"> • SIZE:
cm 42 x 72 x 14 • PADDING:
viscoelastic memory • PILLOWCASE:
13% cotton + 13% tencell + 74% polyester | <ul style="list-style-type: none"> • MESURE :
cm 42 x 72 x 14 • REMBOURRAGE:
memory viscoélastique • TAIE D'OREILLER:
13% coton + 13% tencell + 74% polyester |
|---|---|--|

AIR YELLOW CERVICAL

Art. 6023

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • MISURA:
cm 40 x 70 x 9/12 • IMBOTTITURA:
memory viscoelastico • FEDERA:
13% cotone + 13% tencell + 74% Poliestere | <ul style="list-style-type: none"> • SIZE:
cm 40 x 70 x 9/12 • PADDING:
viscoelastic memory • PILLOWCASE:
13% cotton + 13% tencell + 74% polyester | <ul style="list-style-type: none"> • MESURE :
cm 40 x 70 x 9/12 • REMBOURRAGE:
memory viscoélastique • TAIE D'OREILLER:
13% coton + 13% tencell + 74% polyester |
|---|---|--|

DISPOSITIVO MEDICO + DETRAIBILE
MEDICAL DEVICE / DISPOSITIF MEDICAL